



Specjalna oferta na kartridże FlashPure do chromatografii flash

Skorzystaj z rabatu do 50% na wybrane kartridże FlashPure o masie od 4 do 330 g

Rabat do 50%

Produkt	Specyfikacja faz stacjonarnych
 FlashPure EcoFlex Silica	ziarno nieregularne 40 – 63 μm , 55 – 75 $\text{\AA}$, $\geq 480 \text{ m}^2/\text{g}$
 FlashPure EcoFlex C18	ziarno sferyczne 40–60 μm , 92–108 $\text{\AA}$ Zawartość węgla (C): 15–17%, end-capped
 FlashPure Select Silica	ziarno sferyczne 25 μm , 50 $\text{\AA}$, 600 – 800 m^2/g
 FlashPure Select C18	ziarno sferyczne 20–35 μm , 98–108 $\text{\AA}$, 300–340 m^2/g , zawartość węgla 17–19%, end-capped
 FlashPure EcoFlex Amino/Diol	ziarno sferyczne 40 – 60 μm , 92 – 108 $\text{\AA}$, Amino: C 4 – 6 % Diol: C ≥ 4 %



Szeroki wybór faz stacjonarnych



Kompatybilne z systemami Büchi oraz urządzeniami innych producentów (złącza Luer)



Odpowiednie do wydajnego i powtarzalnego oczyszczania

Promocja obowiązuje do 30 listopada 2026 r.



Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:



LPP EQUIPMENT WARSAW
Member of LPP Group



Pure Excellence

Chromatografia flash i preparatywna HPLC w jednym urządzeniu

Seria Pure Excellence oferuje skalowalne rozwiązania – od zaawansowanej chromatografii flash po zintegrowany system łączący chromatografię flash i preparatywną HPLC.

Główne zalety



UV-VIS DAD (200–800 nm) + ELSD
(technologia nano-pulse zapewniająca
najmniejsze straty próbki na rynku)



Flash: do 300 ml/min, 0 – 50 bar



Prep HPLC: do 150 ml/min, 0 – 400 bar



Trójtłokowa pompa zapewniająca
przepływ bez pulsacji.



Gradient czteroskładnikowy
z czterema liniami rozpuszczalników



Załadunek próbek ciekłych i stałych –
ręczny lub automatyczny




Możliwość późniejszej rozbudowy
o detektory DAD UV-Vis i ELSD



Zamknięty kolektor frakcji z aktywną
wentylacją, możliwością wyłączenia
oświetlenia oraz największą
pojemnością na rynku



Unikalny uchwyt kolumny
z szybkim systemem mocowania



Umów się na bezpłatne DEMO

